

Nexa Lotte® Fliegen-frei Mülltonnen Hänger mit Zitrusduft beseitigt mit seiner speziell entwickelten Formulierung zuverlässig Fliegen bis zu 3 Monate. Zusätzlich beugt er Madenbefall vor, indem ihr Lebenszyklus unterbrochen wird.



Nexa Lotte Fliegen-Frei Mülltonnenhänger

N-84556

Biozid - Insektizid (PT18), Dampf erzeugendes Produkt, imprägnierte Cellulose in Kunststoffhänger
Wirkstoffe: 2,5 g/kg (0,25 Gew.-%) Transfluthrin, 0,1 g/kg (0,01 Gew.-%) Prallethrin
(50 mg Transfluthrin + 2 mg Prallethrin/Hänger)

Achtung! Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt/ Behälter mit eventuellen Produktresten an Sammelstellen für Haushaltschemikalien zuführen.

© Evergreen Garden Care Deutschland GmbH

Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 30, D-55130 Mainz, Tel.: 01805/780 300

(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk)

© Evergreen Garden Care Österreich GmbH

Franz-Brötner-Straße 11-13

A-5071 Wals-Siezenheim, Tel.: 0662/453713 300

Anwendung:

- 1 Mülltonnenbehälter öffnen und Produkt aus der Verpackung entfernen.
- 2 Befestigen Sie den Nexa Lotte® Fliegen-frei Mülltonnen Hänger mit dem beiliegenden Kabelbinder an einer der Mülltonnen- Scharniere. Achtung: Schieben Sie den Kabelbinder nur für ein oder zwei Klicks durch die Verriegelung, nicht festziehen.
- 3 Der Mülltonnen Hänger sollte nun im Behälter befestigt sein, wie auf dem Bild ersichtlich.
- 4 Für die volle Wirkung, den Deckel der Mülltonne nach Gebrauch immer schließen.
- 5 Für eine Langzeitwirkung sollte der Mülltonnen Hänger nach 3 Monaten ersetzt werden.



Wichtig beim Gebrauch: Packung erst unmittelbar vor Gebrauch öffnen. Nicht für Bio-Mülltonnen geeignet. Stellen Sie sicher, dass der Hänger so angebracht ist, dass er bündig mit der Wand abschließt. Ein Hänger reicht für eine Behältergröße von bis zu 240 Liter, bei größeren zusätzliche Hänger verwenden. Anwendung nur nach Gebrauchsanweisung. Fehlgebrauch kann Gesundheits- und Sachschäden verursachen.

Erste Hilfe: Nach Hautkontakt mit dem Inhalt des Hängers gründlich mit Wasser und Seife abwaschen. Nach Augenkontakt unter fließendem Wasser Augen bei geöffnetem Lidspalt ausspülen, bei Beschwerden Arzt konsultieren. Nach Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen, reichlich Wasser nachtrinken. Frischluft zuführen, ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Lagerung: Kühl und trocken im Originalgebinde lagern. Für Kinder un erreichbar aufbewahren.

Chargen-Nr./Verfallsdatum: siehe Aufdruck

Die geprüfte Lagerstabilität beträgt 3 Jahre

Inhalt: **1 Hänger á 20 g netto**

CR8861 1079/3658

